



[mantisitalia.it](http://mantisitalia.it)

# theramagnetic MR991

Il nuovo **concetto**  
di **bellezza**  
100% Made in Italy




theramagnetic  
MR991

# Il sistema tecnologicamente **più evoluto** per il trattamento di viso e corpo

**La soluzione non invasiva che ripristina  
la naturale bellezza, migliora la salute  
e regala un nuovo equilibrio psicofisico.**

Il **trattamento Theramagnetic** risulta indolore per il paziente. Agisce su tutto l'organismo producendo uno stato di benessere generale e stimolando la rigenerazione cellulare grazie all'esclusivo sistema brevettato **D.E.S. Technology**, nel quale un efficace **endomassaggio** si unisce alle riconosciute proprietà di **campi magnetici a risonanza stocastica**.



per LEI e per LUI

**Theramagnetic** va oltre  
il semplice trattamento  
medico estetico.

È un'esperienza unica che **rigenera  
corpo e mente**, permettendo di ritrovare  
il **naturale equilibrio psicofisico**.



Brevetto  
D.E.S.  
technology

DES  
technology

### D.E.S. Technology - Dual Energy System

Un sistema brevettato che coniuga l'utilizzo di due tecnologie altamente performanti: una **meccanica** (MRM), e una **energetica** (CMPS).

#### MRM

##### Manipolazione Meccanica Con Rulli Motorizzati

Due rulli motorizzati riproducono meccanicamente un massaggio manuale **MRM (Manipolazione Meccanica con Rulli Motorizzati)**, ma con risultati migliori. È un trattamento non invasivo definito **ENDOMASSAGGIO**, che combina il movimento bidirezionale dei rulli motorizzati all'aspirazione della plica cutanea, per un'azione più profonda ed efficace e, in base all'inetetismo che si intende trattare, è possibile agire con potenze e frequenze differenti.

#### CMPS

##### Microcorrenti Magnetiche a Risonanza Stocastica

Le **CMPS - Microcorrenti Magnetiche a Risonanza Stocastica** - sono un ottimo rigeneratore cellulare in grado di migliorare e velocizzare gli scambi di sostanze tra le cellule. Le microcorrenti magnetiche stimolano i fibroblasti, centro vitale del tessuto connettivo, favorendone la proliferazione. Le cellule ricevono perciò un maggiore apporto di ossigeno, ed eliminano in modo naturale le sostanze di rifiuto. La pelle riacquista in questo modo tonicità, e un aspetto più sano e luminoso. I risultati dovuti alle **CMPS** sono immediatamente visibili e duraturi nel tempo.



*Da quando ho iniziato i trattamenti con Mantis MR 991 mi sento rigenerato e pieno di energia.*

# I Manipoli



## MAXI DES (MRM+CMPS)

Con due rulli bidirezionali, un sistema di aspirazione pulsata e CMPS, il manipolo MAXI DES è ideale per trattare zone ampie, come glutei e cosce.



## MINI DES (MRM+CMPS)

Ha le stesse caratteristiche del manipolo MAXI DES, ma essendo più piccolo è ideale per trattare le zone del corpo di minori dimensioni, come gambe, braccia e addome.



## MAXENERGY (CMPS A SCARICA CAPACITIVA)

Manipolo composto da un particolare sistema di Microcorrenti Magnetiche che intervengono sugli inestetismi, migliorando e favorendo la rigenerazione cellulare.



## VIXO (CMPS+MICRO ASPIRAZIONE)

Micro aspirazione e sistema CMPS del manipolo VIXO agiscono sugli inestetismi di viso e décolleté, per un effetto anti-age.

# Ambiti di applicazione



## MEDICO ESTETICO

L'ultima frontiera nel campo dell'antiage e del body shaping



## RIABILITATIVO

L'alternativa per ristabilire le normali condizioni fisiologiche

## Le Azioni

**Theramagnetic**, attraverso specifici manipoli, protocolli e programmi personalizzati, permette di ottenere risultati concreti, misurabili e duraturi fin dai primi trattamenti.



## Theramagnetic ricarica le batterie del tuo corpo!

Le **microcorrenti stocastiche** contribuiscono a **lenire i dolori** e **equilibrare i ritmi circadiani**, **rinvigorendo** la cellula nella sua fase di vita.



- Pefs
- Antiage
- Liftante
- Rimodellante
- Riduce le circonferenze
- Drenante
- Lipolitico-Snellente
- Antiossidante
- Stimola i fibroblasti
- Rafforza e migliora l'elasticità dei tessuti
- Linfodrenante
- Rigenera i tessuti dopo la gravidanza
- Migliora la microcircolazione
- Ideale pre e post liposuzione\*
- Attenua dolori muscolari e articolari\*
- Riduce dolori reumatici e infiammazioni\*
- Favorisce il riassorbimento degli edemi\*
- Attenua le limitazioni delle funzioni motorie\*
- Interviene nei processi infiammatori\*
- Indicato per riabilitazione post infortunio\*
- Indicato per riabilitazione post operatoria\*
- Indicato per trattamento a lungo termine di malattie croniche o infiammatorie\*

\* Protocolli terapeutici versione medicale


# Risultati misurabili e visibili!



Oltre il  
90%

delle clienti ha espresso un **giudizio positivo** sull'esito del trattamento, in particolar modo nel **miglioramento degli inestetismi cutanei** e nella **riduzione dei segni dell'invecchiamento**.


-5,3 cm  
Riduzione media  
circonferenza  
addome



-9,7 cm  
Riduzione  
circonferenza  
girovia\*



\*Singolo caso di cliente a regime alimentare controllato.



## Reale stimolazione e proliferazione dei fibroblasti

+52,65%

Gli studi effettuati sui soggetti sottoposti ai trattamenti hanno dimostrato un **aumento significativo (52,65%)** dell'attività proliferativa dei fibroblasti.

# I nostri risultati sono i vostri successi!

L'effetto snellente, tonificante e rassodante è visibile sin dalle prime sedute e si prolunga nel tempo.

Prima



Dopo\*



Prima



Dopo\*\*



Prima



Dopo\*\*



Prima



Dopo\*\*



\*Risultati ottenuti dopo 1 trattamento

\*\*Risultati ottenuti dopo 7 settimane



## Assistenza tecnica da remoto

Mantis garantisce su tutti i suoi dispositivi un **supporto tecnico a distanza**, attraverso la connessione internet, per un intervento **costante ed efficace**.





Ambiente di  
Funzionamento

Larghezza	600 mm
Profondità	600 mm
Altezza	1950 mm
Peso	100 kg
Perimetro utile di lavoro intorno al dispositivo	900 mm
Lunghezza cavo alimentazione	2500 mm
Lunghezza utile di lavoro tubi manipoli	2000 mm
Grado di isolamento	IP20
Grado di protezione contro i contatti diretti ed indiretti	Tipo BF
Classe di isolamento	Classe I
Alimentazione	230V 1ph+N+T
Frequenza	50 Hz
Massima aspirazione	70 kPa
Interruttore magneto termico	10 A
Potenza massima assorbita	1200 VA
Range di temperatura	10 ~ 35 °C
Range di umidità	10 ~ 70% RH
Pressione atmosferica minima	800 hPa
Altitudine massima	2000 m.s.l.m.
Stoccaggio, range di temperatura	-20 ~ 55 °C
Stoccaggio, range di umidità	10 ÷ 98% RH
Classificazione	N 60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001
Classe	IIb - secondo Direttiva 93/42/CEE



1370



[mantisitalia.it](http://mantisitalia.it)

