



MANTIS

SCIENCE & TECHNOLOGY



mantisitalia.it

**L'epilazione
perfetta.**



**BLACK
MAMBA**

HR 808-1064nm

Epilazione ancora più efficace con la **doppia lunghezza d'onda**.

Laser a diodo Mantis HR Black Mamba è il miglior alleato dell'epilazione laser, per tutti i fototipi.

Il **massimo delle prestazioni** in un **unico manipolo** che agisce su due livelli di profondità. Questo consente di trattare una più **ampia gamma di clienti** in ogni periodo dell'anno, rispettando l'epidermide.



**BLACK
MAMBA**

HR 808-1064nm



INNOVATIVO

L'innovazione di Mantis HR Black Mamba è caratterizzata da **due nuovi sistemi, ACS e TMS**, che garantiscono performance assolute.



SICURO

I test effettuati presso i laboratori Mantis hanno dimostrato la massima efficienza in totale sicurezza sia nel breve che nel lungo periodo.



ALTA POTENZA

Grazie all'**alta potenza** e un intervallo di tempo brevissimo, consentono di **trattare efficacemente** i peli più sottili come quelli del viso.



INDOLORE

Massimo risultato e nessun fastidio, grazie all'esclusivo ed efficiente **sistema di raffreddamento**, unito alla possibilità di regolare i parametri in base alla zona trattata.



EFFICACE

La tecnologia di Mantis HR Black Mamba soddisfa i professionisti più esigenti grazie agli **ottimi risultati**, visibili fin dal primo trattamento.



VELOCE

Mantis HR Black Mamba garantisce **ottimi risultati in tempi rapidissimi** riducendo le sedute.





**BLACK
MAMBA**

HR 808-1064nm

Tutta la tecnologia Mantis dentro ad **un solo manipolo.**

Il manipolo piu leggero nella sua categoria!

Grazie alla **sorgente brevettata** e il peso controllato,
il **manipolo del Black Mamba** permette **massime
prestazioni** con la **massima leggerezza**, rendendo il
trattamento **un'esperienza unica** per l'operatore.



MANTIS
LASER TECHNOLOGY

Cristallo
in
ZAFFIRO

“

*Una tecnologia **importante**, un
laser che unisce **funzionalità
innovative** e un **design unico**.*

Nuovo Sistema di Raffreddamento dinamico

Un **esclusivo sistema di raffreddamento dinamico** permette a Mantis HR Black Mamba di **mantenere massime performance** durante tutto il trattamento, **garantendo la stessa temperatura** dal primo all'ultimo shot sull'epidermide, anche nelle zone più sensibili.




La capacità termica della sorgente laser è potenziata dal sistema di raffreddamento ACS - Active Cooling System, garantendo tempi di trattamento praticamente illimitati e innalzando la capacità termica di tutto il sistema laser.



Il software effettua il controllo elettronico della temperatura e la rilevazione dei flussi dell'acqua, consentendo di prevenire i guasti più frequenti che si verificano nei sistemi laser meno evoluti.

Perché ACS e TMS fanno la differenza





Trattamenti sicuri su ogni fototipo. Risultati **rapidi** e **indolore**.

L'aggiunta della lunghezza d'onda 1064YAG permette un minore assorbimento da parte della melanina per garantire un'azione più **profonda**. Questa caratteristica consente un'epilazione sicura e perfetta anche sui fototipi più scuri e sulle pelli abbronzate.

La tecnologia Mantis HR **Black Mamba** permette di lavorare in estrema sicurezza ed efficacia, grazie anche ai **protocolli** di lavoro pre-impostati, che guidano l'operatrice in modo assistito.

ft1

Pelle chiara
Capelli rossi o
biondo chiaro
Numerose efelidi



ft2

Pelle chiara
Capelli biondi



ft3

Pelle chiara dorata
Capelli biondo scuro
o castano chiaro



ft4

Pelle olivastra
Capelli castani



ft5

Pelle scura
Capelli castano scuro



ft6

Pelle nera
Capelli neri




Mantis Care System

La tele-assistenza è una **modalità di supporto tecnico a distanza** che prevede l'interazione diretta o indiretta sull'apparecchiatura. **I tecnici Mantis intervengono in modalità remota**, senza la necessità di intervenire in loco, garantendo una supervisione **costante** ed **efficiente**.



BLACK MAMBA

Doppia
lunghezza
d'onda.
Potenza,
controllo,
sicurezza.




La lunghezza d'onda **808** ha un moderato assorbimento della melanina e un'**azione profonda** nel follicolo. La lunghezza d'onda **1064 YAG** ha un **basso assorbimento** della melanina e una **fotoepilazione ancora più profonda**, raggiungendo, oltre il bulbo, anche la papilla.






HR 808-1064nm



MANTIS


SCIENCE & TECHNOLOGY



Mantis Srl

Via Artigianale Croce, 13
42035 Castelnovo ne' Monti (RE) - Italy
Tel +39 0522 612080
Fax +39 0522 729796
info@mantisitalia.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO



mantisitalia.it

